

2005 年 2 月

お客様 各位

 ベックマン・コールター株式会社
 バイオメディカルリサーチ本部
 サイトミクスマーケティング部

 TEL: 0120-70-5203 FAX: 03-3578-4605
 e-mail: bckkcas@beckmancoulter.co.jp

マウス IgG2a ネガティブ・コントロール抗体のクローン変更について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品をご愛顧賜りまして誠にありがとうございます。

さて、弊社では標識抗体のアイソタイプに合わせたフローサイトメトリー用のネガティブ・コントロール抗体を販売しておりますが、一部製品の組み合わせ使用時に不具合が確認されたことを受け、逐次該当製品のクローンを変更してまいりました。このほど新たに、OptiClone IgG1-FITC/IgG2a-PE のクローンにつきましても変更の準備が整いましたので、お知らせいたします。

お客様にはご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、何卒ご高配を賜りますようお願い申し上げます。

なお、引き続き IOTest マルチカラー抗体につきましても、順次クローンの変更を予定しております。最新の情報につきましては、随時弊社 web ページ (www.bc-cytometry.com) に掲載してまいりますので、併せてご参照ください。

ご不明な点等がございましたら、弊社までお尋ねください。

敬具

記

< 不具合の内容 >

IgG2a-PE (クローン U7.27、製品番号 IM0671) と ECD 標識抗体を組み合わせで使用する場合、非特異反応が発生する場合があります。

販売中止品

標識	アイソタイプ	クローン	容量	形状	製品タイプ	製品番号	価格	販売中止時期
FITC/PE	マウス IgG1/IgG2a	679.1Mc7/U7.27	50 テスト	液状	OptiClone	IM1389	¥40,000	2005 年 2 月 今回追加
FITC	マウス IgG2a	U7.27	100 テスト	液状	IOTest	IM0640	¥28,000	2004 年 10 月
PE						IM0671	¥35,000	2004 年 1 月
ECD						IM2715	¥49,000	2004 年 1 月
PC5						IM2664	¥49,000	2004 年 1 月
APC						IM2476	¥49,000	2004 年 6 月
FITC/PE	マウス IgG1/IgG2a	679.1Mc7/U7.27	50 テスト	液状	IOTest	IM1204	¥39,000	2004 年 6 月
FITC/PE	マウス IgG2a/IgG2a	U7.27/U7.27				IM1208	¥39,000	未定
FITC/PE	マウス IgG2a/IgG1	U7.27/679.1Mc7				IM1255	¥39,000	未定

代替品(新製品)

標識	アイソタイプ	クローン	容量	形状	製品タイプ	製品番号	価格	販売開始時期
FITC/PE	マウス IgG1/IgG2a	679.1Mc7/7T4-1F5	50 テスト	液状	OptiClone	A17599	¥40,000	2005 年 2 月 今回追加
FITC	マウス IgG2a	7T4-1F5	100 テスト	液状	IOTest	A12689	¥28,000	2004 年 10 月
PE						A09143	¥35,000	2004 年 1 月
ECD						A09146	¥49,000	2004 年 1 月
PC5						A09149	¥49,000	2004 年 1 月
APC						A12693	¥49,000	2004 年 6 月
FITC/PE	マウス IgG1/IgG2a	679.1Mc7/7T4-1F5	50 テスト	液状	IOTest	A10973	¥39,000	2004 年 6 月
FITC/PE	マウス IgG2a/IgG2a	7T4-1F5/7T4-1F5				未定	¥39,000	未定
FITC/PE	マウス IgG2a/IgG1	7T4-1F5/679.1Mc7				未定	¥39,000	未定

以上